



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
LABORATUVAR
TEMİZLİK TALİMATI



Kodu: DOH.TL.02.08 Yayın Tarihi: 02.01.2019 Revizyon Tarihi: Revizyon No: Sayfa No/Sayfa sayısı:1/1

1. AMAÇ: Laboratuvar temizliğinin doğru şekilde yapılmasını sağlayarak olası enfeksiyonları önlemektir.

2. KAPSAM: Fakültemizdeki laboratuvarları kapsar.

3. SORUMLULAR: Temizlik işlemleri temizlik personeli tarafından yapılır. Denetiminden Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sorumludur.

4. FAALİYET AKIŞI:

- Alçı işlemlerinin yapıldığı lavaboların içerisindeki ölçü ve alçı artıklarının her gün %1 lik sodyum hipoklorit (10 lt suya 1 çay bardağı çamaşır suyu) ile temizliği sağlanır.
- Lavabolar gün içinde devamlı olarak temizlenir.
- Polisaj motorlarının temizliği kuru bezle ıslatılmadan yapılır.
- Her gün sabah:07.00 öğlen:12:00 ve akşam:17:00'de yerler süpürülüp %1'lik sodyum hipoklorit ile (10 lt suya 1 çay bardağı çamaşır suyu) paspas yapılır.
- Tezgâhların alt dolapları ve çekmeceler haftanın son günü içleri boşaltılıp silinerek, yeniden yerleştirilir.
- Kapı kolları günde iki kez, kirlilik durumunda hemen hızlı yüzey dezenfektanları ile temizlenir.
- Temizlik personeli yukarıda belirtilen işlemleri yaparken mutlaka eldiven, bone ve koruyucu maske kullanmalıdır.
- Bütün malzemeler kullanıma hazır bir şekilde bırakılır.

Hazırlayan:
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Kontrol eden:
Kalite Direktörü

Onaylayan:
Dekan